

Liebe Patientin, Lieber Patient, Liebe Eltern,

Heute ist ein **CLEAR-ALINER** eingesetzt worden.

Nachfolgend haben wir Trageempfehlungen zusammengestellt, die auf den Erfahrungswerten mit Patienten beruhen, die schon mit CLEAR-ALINER Schienen erfolgreich behandelt wurden.

1. Tag

Mehrmals am Tag tragen und stundenweise herausnehmen
- nachts durchgängig tragen.

2. Tag

Am Tag nur noch bei bedarf stundenweise herausnehmen
Und nachts durchgängig tragen.

3. – 6. Tag

Durchgängig Tag und Nacht tragen.
Nur zu den Mahlzeiten herausnehmen.

7. Tag

Wechsel zur nächsten Schiene.
Zur Eingewöhnung können bei bedarf Tragepausen eingelegt werden.

Wichtiger Hinweis:

Sollten während der Tragezeit der CLEAR-ALINER Schiene Schmerzen auftraten, melden sie sich bitte umgehend in der Praxis.

Der Schienenwechsel zur jeweils nächsten Behandlungsserie sollte alle 4 Wochen erfolgen. Der Behandlungserfolg liegt ausschließlich an der Trageintensität.

Die Retentionsschiene sollte mindestens 6 Monate nach Ausformung der Zahnbögen getragen werden.

Bei starker Rezidivneigung empfiehlt sich immer eine Langzeitretention zum Beispiel mit einem festsitzenden Retainer.

Reinigung

Mir **kalt**em Wasser reinigen.

Das Rauchen und Trinken von Kaffee o.ä. mit aufgesetzten CLEAR-ALINER Schienen führt zu Verfärbungen.

Zur Reinigung der Schienen empfehlen wir CETRON Pflege- und Reinigungsprodukte der Firma SCHEU-DENTAL – jetzt auch in der Apotheke erhältlich.

Viel Erfolg und auf gute Zusammenarbeit!!!!